



INSTRUCTIVO PARA ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PAQUETES ESTERILES

<p>ELABORO:</p> <p>_____ LAURA GONZALES Dueño de procesos- Quirúrgico</p>	<p>REVISADO Y APROBADO :</p> <p>_____ GLORIA MESA VILLANUEVA Subgerente Científica</p>
--	---



INSTRUCTIVO PARA ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PAQUETES ESTERILES

CIE-IN-003

PAGINA:

1

VERSION No: 1

INSTRUCTIVO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS PAQUETES ESTERILES

ALMACENAMIENTO DE PAQUETES ESTÉRILES: Es procedimiento a través del cual se garantiza la seguridad del paquete estéril una vez terminado el ciclo de esterilización.

Medidas y precauciones para el almacenamiento seguro:

Precauciones:

- Lave las manos antes de manipular los paquetes estériles. Ver PTxxx lavado de manos
 - Verifique que los paquetes estériles que se van a almacenar hayan cumplido con los requisitos indispensables para que se considere como estéril. Integridad Física, química y cuando lo amerite biológica.
 - Evite que los paquetes queden en el pasillo.
1. Coloque los paquetes estériles al retirarlos del autoclave en el carro transportador y déjelo reposar y secar durante veinte (20) minutos.
 2. Seleccione los paquetes por servicio de referencia
 3. Colóquelos en un estante que se encuentra en centrales, cerciórese que se encuentra libre de polvo.
 4. Trasládelo al cuarto de almacenamiento o al servicio de referencia que ambos casos será un lugar limpio, no húmedo, poco transitable y los estantes donde se colocaran no estarán cerca o al nivel del piso. Almacénelos hasta su uso o vencimiento.
 5. 5.Verificar frecuentemente (diariamente) la fecha de vencimiento y la integridad de la envoltura de los paquetes almacenados, así como las condiciones de asepsia y ambientales del lugar de almacenamiento. Si la envoltura es de lona su vida de anaquel o de vencimiento es de quince (15) días y si la envoltura es de papel grafito es de ocho (8) días.

	INSTRUCTIVO PARA ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PAQUETES ESTERILES	CIE-IN-003	PAGINA: 1
		VERSION No: 1	

Medidas y precauciones para manejo de paquetes estériles:

Precauciones:

- Evite contaminar el equipo o material estéril, durante la manipulación del mismo, cerciórese que la superficie donde lo colocará este seca y libre de polvos o cualquier otro material o sustancia contaminante.
1. El paquete estéril se debe tomar solo en el caso y en el momento en que lo vamos a utilizar
 2. Antes de abrir el paquete revisamos su envoltura para verificar que no tenga rasgaduras ni marcas de humedad y la fecha de espiración este vigente.
 3. Se coloca sobre la mesa correspondiente, se retira la cinta del paquete. Abrimos con las manos la primera envolvedera por los bordes hasta cubrir la superficie de la mesa, en caso que el paquete este envuelto en dos (2) envolvedera tomamos la pinza de transferencia y retiramos la segunda envolvedera tomando solo los extremos.